

การทิ้งขยะติดเชื้อภายใน MB



จุดทิ้งขยะติดเชื้อในห้องปฏิบัติการวิจัย

บุคลากร และผู้ทิ้งขยะติดเชื้อ นำขยะติดเชื้อ ได้แก่ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) กุณมือยาง สำลี หรือ วัสดุปนเปื้อนอื่น ๆ ทิ้งลงใน **ถังใส่ขยะติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ** ของตนเอง


จุดทิ้งขยะติดเชื้อหน้าห้องพยาบาล



บริเวณหน้าห้องพยาบาล
ติดกับบันได ชั้น 1



ในกรณีที่ไม่มีถังใส่ขยะติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ ให้ทิ้งลงในถังใส่ขยะติดเชื้อ
ที่ได้จัดเตรียมไว้หน้าห้องพยาบาล โดยจะมีป้ายเขียนกำกับไว้ว่า **“ขยะติดเชื้อ”**



ผู้ถึงระยะติดเชื่อนำระยะติดเช้อมาถึงในถึงระยะตามจุดที่กำหนด
จากนั้นเจ้าหน้าที่ดูแลระยะติดเชื้อ จะดำเนินการกำจัดระยะ

**ทุกวันอังคาร หรือ วันพฤหัสบดี
ระหว่างเวลา 08.30 – 10.30 น.**

ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ

ผู้ดูแลขยะติดเชื้อสวมใส่ชุด PPE
เปิดถังขยะติดเชื้อโดยใช้เท้าแตะในบริเวณท้ายถัง
แล้วจึงรวบปากถุงขยะติดเชื้อ พร้อมทั้ง
มัดปากถุงให้แน่น จำนวน 2 ชั้น โดยให้มัดแยกทีละชั้น

01

นำฉลากที่เตรียมไว้

โดยฉลากมีข้อความระบุ **“ขยะติดเชื้อ”**
แล้วติดฉลากข้างถุงด้วยเทปกาวย่น
หรือใช้เชือกที่มีฉลากระบุห้อยอยู่

02

บรรจุถุงที่มัดเรียบร้อยแล้ว 2 ชั้น
ใส่ในถังพลาสติกที่มีฝาปิด
พร้อมทั้งล็อกฝา โดยถังขยะดังกล่าว
ข้างถังระบุป้ายสัญลักษณ์สารชีวภาพ



03

นำถังเคลื่อนย้ายไปวางบนรถเข็น โดยรถเข็นต้องมีราวกัน
เคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อไปยังจุดหมายที่ส่งกำจัด
ห้ามแวะพักระหว่างทาง หรือหยุดพูดคุยกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

04

เจ้าหน้าที่ห้องนั่งฆ่าเชื้อ
ดำเนินการนั่งฆ่าเชื้อขยะติดเชื้อตามที่นัดหมาย
สภาวะที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
แรงดันไอน้ำ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

05

06

นำถุงขยะติดเชื้อที่ห้องนั่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว
ทิ้งให้ถุงขยะมีอุณหภูมิลดลง แล้วจึงนำไปใส่ในถุงขยะสีดำ
โดยเจ้าหน้าที่ห้องนั่งฆ่าเชื้อ นำเชือกที่ผูกกับฉลาก
(ระบุว่าผ่านการนั่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว)
ผูกติดกับถุงขยะสีดำ และดำเนินการทิ้งขยะ
ตามขั้นตอนปกติของสถาบันฯ